



BANDEJA DE TRANSFERENCIA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO (NO ESTÉRIL)




SERIE DE INSTRUMENTALES QUIRÚRGICOS

BANDEJA DE TRANSFERENCIA PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO (NO ESTÉRIL)

Bandeja de Transferencia para Instrumental Quirúrgico Fortune® :

La bandeja de transferencia para instrumental quirúrgico minimizará el riesgo de lesiones causados por instrumentales punzantes en los quirófanos. La bandeja de transferencia para instrumental quirúrgico actúa como un área de zona neutral claramente definida para la colocación de instrumentales afilados, y para transferirlos mediante la técnica de manos libres (Hands-Free Technique: HFT) durante la cirugía.




Características:

- Silicona de grado médico.
- Equipado con un asa diseñada para evitar que los dedos entren en la bandeja durante la manipulación, y para garantizar la seguridad del usuario.
- Dos soportes colocados en direcciones opuestas para la comodidad óptima en la colocación y transferencia de instrumental.
- Superficie suave y fácil de limpiar.
- Incorpora numerosos orificios en la bandeja para favorecer un secado rápido, evitando la acumulación de agua.

ESPECIFICACIONES

REF. No.	Medida	Descripción
9006-0002	128 x 230 x 24 mm	- No estéril



9006-0002



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com