



CATÉTER DE HEMATURIA DE SILICONA

La Sonda de Mejor Calidad



UROLOGICAL
SERIES



CATÉTER DE HEMATURIA DE SILICONA

Características de Fortune® Catéter de Hematuria con

3 Vías:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Tubo transparente de grado médico se permite inspección visual y observación de fluido.
- Línea radiopaca para localizar el tubo intubado.
- Balón blando e inflado de modo uniforme para fijar el tubo contra la vejiga.
- Diseño de 3 vías con un tapón en el embudo de irrigación.
- La vía central se puede conectar con la bolsa de irrigación.
- Disponible en 5 tipos para varias aplicaciones:
 - Tipo A: Punta recta y redonda
 - Tipo B: Punta recta y abierta
 - Tipo C: Punta redonda de Coude
 - Tipo D: Dufour
 - Tipo E: Couvelaire
- Doble embalaje estéril.


- A** Catéter de Hematuria de Silicona, punta recta y redonda
- B** Catéter de Hematuria de Silicona, punta recta y abierta
- C** Catéter de Hematuria de Silicona, punta redonda de Coude
- D** Catéter de Hematuria de Silicona , Dufour
- E** Catéter de Hematuria de Silicona , Couvelaire



ESPECIFICACIONES

Catéter de Hematuria, punta recta y redonda:


REF.	Medidas	Balón	Largo	Descripción
1861-0318	18 FR	50-80 cc/ml		- Punta recta y redonda
1861-0320	20 FR		420 mm	- Línea radiopaca
1861-0322	22 FR	80-100 cc/ml		- Tapón de irrigación
1861-0324	24 FR			



CATÉTER DE HEMATURIA DE SILICONA

Catéter de Hematuria, punta recta y abierta:


REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1862-0318	18 FR	50-80 cc/ml		-Punta recta y abierta
1862-0320	20 FR		420 mm	-Línea radiopaca
1862-0322	22 FR	80-100 cc/ml		-Tapón de irrigación
1862-0324	24 FR			



1862-03XX

Catéter de Hematuria, punta redonda de Coude:

REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1863-0318	18 FR	50-80 cc/ml		-Punta redonda de Coude
1863-0320	20 FR		420 mm	-Línea radiopaca
1863-0322	22 FR	80-100 cc/ml		-Tapón de irrigación
1863-0324	24 FR			



1863-03XX

Catéter de Hematuria , Dufour:

REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1864-0318	18 FR	50-80 cc/ml		-Dufour
1864-0320	20 FR		420 mm	-Línea radiopaca
1864-0322	22 FR	80-100 cc/ml		-Tapón de irrigación
1864-0324	24 FR			



1864-03XX

Catéter de Hematuria , Couvelaire:

REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1865-0318	18 FR	50-80 cc/ml		-Couvelaire
1865-0320	20 FR		420 mm	-Línea radiopaca
1865-0322	22 FR	80-100 cc/ml		-Tapón de irrigación
1865-0324	24 FR			



1865-03XX



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
 Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
 Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
 www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com