



SONDA DE NEFROSTOMÍA DE SILICONA

La Sonda de Mejor Calidad




UROLOGICAL
SERIES

SONDA DE NEFROSTOMÍA DE SILICONA

Características de Fortune® Sonda de Nefrostomía de Silicona:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Tubo transparente de grado médico con línea radiopaca se permite una fácil inspección visual y para localizar el tubo intubado.
- Balón blando e inflado de modo uniforme para fijar el tubo contra el riñón.
- La punta redonda y suave disminuye el traumatismo durante la inserción y la retirada.
- Disponible en 4 tipos para diferentes aplicaciones.
- Doble embalaje estéril.



ESPECIFICACIONES

Sonda de Nefrostomía de Silicona, punta radiopaca, con orificios:

Balón normal REF.	Balón integrado REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1851-0208	--	8 FR	1.5 cc/ml		
1851-0210	--	10 FR			
1851-0212	4851-0212	12 FR	2 cc/ml		
1851-0214	4851-0214	14 FR	3 cc/ml		
1851-0216	4851-0216	16 FR		420 mm	- Punta radiopaca - Con orificios
1851-0218	4851-0218	18 FR			- Marca de profundidad
1851-0220	4851-0220	20 FR	5 cc/ml		- Línea radiopaca
1851-0222	4851-0222	22 FR			
1851-0224	4851-0224	24 FR			

Sonda de Nefrostomía de Silicona, punta abierta:

Balón normal REF.	Balón integrado REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1852-0208	--	8 FR	1.5 cc/ml		
1852-0210	--	10 FR			
1852-0212	4852-0212	12 FR	2 cc/ml		
1852-0214	4852-0214	14 FR	3 cc/ml		- Punta abierta
1852-0216	4852-0216	16 FR		420 mm	- Marca de profundidad
1852-0218	4852-0218	18 FR			- Línea radiopaca
1852-0220	4852-0220	20 FR	5 cc/ml		
1852-0222	4852-0222	22 FR			
1852-0224	4852-0224	24 FR			



1851-02XX



1852-02XX

SONDA DE NEFROSTOMÍA DE SILICONA

Sonda de Nefrostomía de Silicona, punta abierta, con orificios:

Balón normal REF.	Balón integrado REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1853-0208	--	8 FR	1.5 cc/ml		
1853-0210	--	10 FR			
1853-0212	4853-0212	12 FR	2 cc/ml		
1853-0214	4853-0214	14 FR	3 cc/ml		- Punta abierta - Con orificios
1853-0216	4853-0216	16 FR		330 mm	- Marca de profundidad
1853-0218	4853-0218	18 FR			- Línea radiopaca
1853-0220	4853-0220	20 FR	5 cc/ml		
1853-0222	4853-0222	22 FR			
1853-0224	4853-0224	24 FR			

Sonda de Nefrostomía de Silicona, punta abierta, con orificios:

Balón normal REF.	Balón integrado REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
1854-0208	--	8 FR	1.5 cc/ml		
1854-0210	--	10 FR			
1854-0212	4854-0212	12 FR	2 cc/ml		
1854-0214	4854-0214	14 FR	3 cc/ml		- Punta abierta - Con orificios
1854-0216	4854-0216	16 FR		420 mm	- Marca de profundidad
1854-0218	4854-0218	18 FR			- Línea radiopaca
1854-0220	4854-0220	20 FR	5 cc/ml		
1854-0222	4854-0222	22 FR			
1854-0224	4854-0224	24 FR			



1853-02XX



1854-02XX



fortune
medical

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com

