



CATÉTER SUPRAPÚBICO DE SILICONA

Calidad, Seguridad y Fiabilidad




UROLOGICAL
SERIES

CATÉTER SUPRAPÚBICO DE SILICONA

Características de Fortune® Catéter Suprapúbico:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Tubo transparente con línea radiopaca.
- Balón integrado para inserción suave vía la cánula o proceso quirúrgico.
- El eje redondo y liso disminuye el traumatismo durante la inserción y la retirada.
- Tipo Pigtail disponible para el mayor drenaje
- Doble embalaje estéril

- A** Catéter Suprapúbico de Silicona
- B** Catéter Suprapúbico- Set de pinchazo
- C** Catéter Suprapúbico- Set de reemplazo



ESPECIFICACIONES

Catéter Suprapúbico de Silicona:


Balón normal REF.	Balón integrado REF.	Medida Balón	Largo	Descripción
1890-0212	4890-0212	12 FR		
1890-0214	4890-0214	14 FR		
1890-0216	4890-0216	16 FR		
1890-0218	4890-0218	18 FR	5-10 cc/ml 420 mm	- Marca de profundidad
1890-0220	4890-0220	20 FR		
1890-0222	4890-0222	22 FR		
1890-0224	4890-0224	24 FR		



1890-02XX

Catéter Suprapúbico- Set de pinchazo:

REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
				- Balón integrado
				- Cánula
4890-9212	12 FR	5-10 cc/ml	420 mm	- Marca de profundidad
				- Clamp de sonda
4890-9214	14 FR			




4890-92XX

SERIE DE UROLOGÍA

CATÉTER SUPRAPÚBICO DE SILICONA

Catéter Suprapúbico- Set de reemplazo:

Balón integrado REF.	Balón integrado REF.	Medida Balón	Largo	Descripción
1890-8212	4890-8212	12 FR		
1890-8214	4890-8214	14 FR		- Marca de profundidad
1890-8216	4890-8216	16 FR		- Clamp de sonda
1890-8218	4890-8218	18 FR	5-10 cc/ml 420 mm	- Cable guía revestido con PTFE de 0.035"
1890-8220	4890-8220	20 FR		
1890-8222	4890-8222	22 FR		
1890-8224	4890-8224	24 FR		



1890-82XX



fortune
medical

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com