



CORREA DE FIJACIÓN PARA SONDA UROLÓGICA

La elección correcta para las sondas
de calidad



UROLOGICAL
SERIES

CORREA DE FIJACIÓN PARA SONDA UROLÓGICA

Correa de Fijación para Sondas Urológicas Fortune® :

Correa de Fijación para Sondas Urológicas Fortune® está diseñada para asegurar la sonda urológica en su sitio y evitar la irritación de la piel de la cinta médica. La correa se ajusta cómodamente a la pierna del paciente si usa una sonda urológica a largo plazo y también es fácil de usar y simplifica el ajuste en la posición deseada. Además, puede reducir el riesgo de desprendimiento accidental de la sonda urológica para evitar la irritación e infección uretral para mejorar la calidad de vida del paciente.



Uso Previsto:


La correa de fijación de la sonda urológica es principalmente para fijar la sonda urológica y aumentar la comodidad del paciente en la pierna. Lo más importante es que puede evitar el desprendimiento accidental de la sonda urológica y la irritación e infección uretral.

Características:

- La correa de fijación de la sonda urológica se puede fijar fácilmente en la posición deseada.
- La mayoría de los tamaños de las sondas urológicas se pueden fijar en la correa.
- La sonda urológica no es fácil de desprenderse de la correa de fijación para reducir la posibilidad de infección potencial.
- El sistema de bloqueo de gancho y bucle es fácil de usar, colocar y quitar.
- El material de tela ultra suave es apta para la piel del paciente.
- Lavable y reutilizable.
- Ahorro de tiempo para la enfermera.

SPECIFICATIONS

REF. No.	Tamaño	Descripción
1800-0001	Regular	Ancho : 3.0cm (1.2") Largo: 66cm (26")
1800-0002	Largo	Ancho : 3.0cm (1.2") Largo: 120cm (47.2")



1800-000X