



FORTUNE FIXPAD DISPOSITIVO DE ANCLAJE

Un soporte cómodo, dando a los pacientes la libertad de moverse libremente y seguramente.



UROLOGICAL
SERIES




Fortune® FixPad® Dispositivo de Anclaje:

Fortune® FixPad® está diseñado para proporcionar la fijación de las sondas y hacer que las sondas coloquen ordenadamente. El FixPad® proporciona un soporte cómodo, dando a los pacientes la libertad de moverse libremente y seguramente.


Características:

- Aplicable a las sondas redondas con el diámetro exterior entre 3 mm y 12 mm (9FR a 36FR) o una sonda de circunferencia igual. Por ejemplo, la sonda Foley y varias otras sondas, etc.
- La almohadilla adhesiva está hecha de tela no tejida y recubierta con adhesivo médico sensible a la presión.
- Fácil de aplicar, quitar y reposicionar. No deja residuos pegajosos.
- No se requiere preparación de la piel antes de la aplicación, y no hay necesidad de soluciones para disolver el adhesivo cuando se retira.
- Ideal para aplicaciones repetidas sobre la misma zona de la piel.
- Reducción del riesgo de reacciones alérgicas.
- Impermeable y transpirable.



SPECIFICATIONS

REF. No.	Tamaño	Diámetro Interno
1800-0005	106 x 65 mm	3mm to 12mm (9FR to 36FR)



1800-0005

SONDA FOLEY DE SILICONA CON BALÓN Y FIXPAD®


Fortune® Sonda Foley de Silicona con Balón Integrado de 2 vías y FIXPAD®

USO PREVISTO:

La sonda Foley de balón integrado de 2 vías está diseñada para su uso como catéter urinario para pasar líquidos hacia y desde la vejiga. Fortune® FixPad® está diseñado para fijar las sondas, proporciona para reducir la posibilidad de que la sonda se caiga debido a la actividad del paciente.

Características:

- La sonda transparente con la línea radiopaca se facilita la inspección visual y la observación del fluido, y es fácil de localizar el tubo intubado.
- Balón blando e inflado de modo uniforme ayuda a que la sonda se fija contra la vejiga.
- La punta redonda y suave disminuye el traumatismo durante la inserción y la retirada.
- Punta firme pero flexible está diseñada para ayudar la inserción.
- Se recomienda usar con la serie 4822 hasta 29 días.



ESPECIFICACIONES

Set de Sonda Foley de Silicona con Balón Integrado de 2 vías

REF.	Medida	Balón	Largo	Descripción
4822-3512	12 FR			
4822-3514	14 FR			
4822-3516	16 FR			- Balón integrado
4822-3518	18 FR	5-10 cc/ml	420 mm	- Línea radiopaca
4822-3520	20 FR			- FIXPad®
4822-3522	22 FR			Dispositivo de fijación
4822-3524	24 FR			
4822-3526	26 FR			



4822-35XX