



TAPÓN DE SONDA

Cierra la Sonda firmemente y
higiénicamente



UROLOGICAL
SERIES



TAPÓN DE SONDA

Tapón de Sonda:

El Tapón de Sonda se utiliza para detener el flujo de sondas higiénicamente. Es no invasivo sellar la sonda por un corto tiempo para permitir que la orina se acumule en la vejiga.

Uso Previsto:

Para cerrar la sonda y el tubo que controlan la micción y entrenar la actividad del esfínter (auto-micción).

Características:

- Un tapón de plástico para sondas suministradas estériles en paquetes sellados e individuales.
- El tamaño universal está moldeado para adaptarse a todos los tamaños de sondas o tubos.
- La estructura del tapón es fuerte y segura.
- El tapón es de un solo uso y se suministra estéril.



ESPECIFICACIONES

REF. No.	Medida	Descripción
1820-0000	Universal	- ABS - Paquete estéril - 50 unidades/ caja



1820-0000



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com