



# MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICONA

LMT ESTÁNDER





ANESTHETIC  
SERIES

# MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICONA

## Características de Mascarilla Laríngea de Silicona Fortune® (LMT-Estándar):

- 100% silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Desechable.
- Línea radiopaca para la confirmación del tubo intubada.
- Línea radiopaca funciona también como una referencia para el ángulo de inserción.
- Estructura estriada en todo el lumen interno para minimizar la fricción.
- Manguito blando de fricción baja reduce la dificultad de intubación, está bien sellado y proporciona la comodidad del paciente.
- La barra sin epiglottis proporciona un acceso fácil y vacío a través del lumen.
- Parte trasera del manguito es suave pero duro que facilita la inserción.
- Línea de inflación está instrutada en el tubo que disminuye el cuidado adicional durante la inserción y evita daño accidental por los dientes o por orto instrumento.




# MASCARILLA LARÍNGEA DE SILICONA

## ESPECIFICACIONES

### Mascarilla Laríngea de Silicona

REF.	Tamaño	Paciente	Peso	Volumen Máximo de Inflación	Descripción
1580-0010	1.0	Neonate	< 5kg	4 ml	
1580-0015	1.5	Infantil	5-10 kg	7 ml	
1580-0020	2.0	Infantil	10-20 kg	10 ml	
1580-0025	2.5	Niño	20-30 kg	14 ml	Desechable Mascarilla Laríngea de Silicona
1580-0030	3.0	Niño	30-50 kg	20 ml	Conector de polysulfone Línea radiopaca
1580-0040	4.0	Adulto	50-70 kg	30 ml	Ventila
1580-0050	5.0	Adulto	70-100 kg	40 ml	
1580-0060	6.0	Adulto	>100 kg	50 ml	



1580-00XX



**fortune  
medical**

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,  
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan  
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266  
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com