

# DREN DE SUMP DE SILICONA

# DREN DE SUMP DE SILICONA

## Características de Dren de Sump de Silicona Fortune®:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Uno o dos lumens facilita la circulación de aire y mantiene el equilibrio de presión aéreo.
- Cada lumen conecta con un filtro para proteger el paciente contra la posible infección desde el aire durante la succión y la irrigación.
- No crea la succión excesiva y capilar pequeño de sangre dentro de la herida.
- La dureza adecuada mantiene la rigidez para la succión y la irrigación.
- Tubo transparente se permite una inspección visual y observación del fluido.
- Línea radiopaca.
- Doble empaque estéril.



## ESPECIFICACIONES


### Dren de Sump:

REF.	Tamaño	Largo	Forma	Filtros
2016-0114	7 x 13 mm	14"	Oval	1
2016-0120	7 x 13 mm	20"	Oval	1
2016-0214	9 x 17 mm	14"	Circular	2
2016-0220	9 x 17 mm	20"	Circular	2
2016-0314	9 x 17 mm	14"	Oval	2
2016-0320	9 x 17 mm	20"	Oval	2

REF.	Tamaño	Largo	Forma	Filtros
2016-1314	9 x 17 mm	14"	Oval	0
2016-1320	9 x 17 mm	20"	Oval	0




2016-13XX



2016-01XX



2016-02XX



2016-03XX