



REGLA QUIRÚRGICA DE SILICONA



GENERAL
SURGICAL
SERIES

REGLA QUIRÚRGICA DE SILICONA

USOS PREVISTOS

La Regla Quirúrgica de Silicona "Fortune®" se usa por los cirujanos para obtener una medida aproximada de la circunferencia de los órganos, p.ej., uretra, y la longitud de los órganos o el tejido durante la operación.


CARACTERÍSTICAS:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Tira sólida de silicona con regla de 2cm a 12cm en incrementos de 0.5cm.
- Material blando de silicona para mejor comodidad.
- Instrumento flexible de medición.
- De un solo uso.
- Doble empaque estéril.
- No contiene látex natural.



ESPECIFICACIONES

Producto	REF.	Medidas	Descripción
Regla Quirúrgica de Silicona	1860-7510	Ancho: 20.5mm Largo: 200 mm	Regla de 2cm a 12cm en incrementos de 0.5cm



1860-7510



6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com