



# BALÓN DE EPISTAXIS NASAL

Un control seguro y rápido para la hemorragia nasal



OTOLARYNGOLOGY  
SERIES

# BALÓN DE EPISTAXIS NASAL



## Características de Foutune® Balón de Silicona de Epistaxis Nasal:

- Silicona de grado médico para biocompatibilidad superior.
- Balón flexible e inflatable proporciona la presión uniforme y directa.
- Punta blanda y biselada facilita la inserción y reduce el traumatismo.
- Balón grande puede ser inflado hasta 30 cc para controlar la hemorragia nasal de adelante.
- Balón pequeño puede ser inflado hasta 10 cc para controlar la hemorragia nasal trasera.
- Diseño de canal Airway para la respiración nasal.
- Diseño especial de balón piloto permite la observación para evitar la sobrepresión.
- Producto ideal para la septoplastia, la rinoplastia y el preceso quirúrgico de intranasal.

**A** Balón de Silicona de Epistaxis Nasal, Intra-pack

**B** Balón de Silicona de Epistaxis Nasal, Post-pack

**C** Balón de Silicona de Epistaxis Nasal, doble balones




# BALÓN DE EPISTAXIS NASAL

## ESPECIFICACIONES

### Balón de Silicona de Epistaxis Nasal, Intra-pack:


REF.	Medida	Aplicación
3101-0830	30 cc	- Cámara nasal - intra-anterior



3101-0830

### Balón de Silicona de Epistaxis Nasal, Post-pack:


REF.	Medida	Aplicación
3102-2010	10 cc	- Cámara nasal - posterior



3102-2010

### Balón de Silicona de Epistaxis Nasal, doble balones:

REF.	Medida	Aplicación
3103-0930	30/10 cc	Cámara nasal anterior y posterior



3103-0930



**fortune**  
medical

6 F., No. 29, Sec. 2, Jhongjheng E. Rd.,  
Danshuei Dist, New Taipei City. 251 Taiwan  
Tel.:(886) 2-2624-2233 Fax.:(886) 2-2624-2266  
www.fortunemed.com Mail:info@fortunemed.com