

# ALFOMBRILLA PARA INSTRUMENTAL

(NO ESTÉRIL)

La alfombra para instrumental es una zona neutra  
que es fácil de mover.

## ALFOMBRILLA NO MAGNÉTICA PARA INSTRUMENTAL (NO ESTÉRIL)

### Alfombrilla No Magnética para Instrumental Fortune® :

Previene que los instrumentales quirúrgicos caigan y causen contaminación o daño que afecte la operación. Limpia, esteriliza y seca completamente la alfombrilla para instrumental antes de usarla.

#### Características:


- Silicona de grado médico.
- El bolsillo de ambos lados de la alfombrilla no magnética pueden sostener los instrumentales quirúrgicos.
- Los instrumentales quirúrgicos se mantienen al alcance inmediato de la mano del cirujano y son seguros y rápidos para recuperar.



## ESPECIFICACIONES

### ALFOMBRILLA NO MAGNÉTICA PARA INSTRUMENTAL- Tipo Lámina


REF. No.	Medida	Descripción
9006-0001-01	L540 x W300 mm	- Tipo Lámina - Seguro para MR



9006-0001-01

### ALFOMBRILLA NO MAGNÉTICA PARA INSTRUMENTAL- Tipo Bolsillo

REF. No.	Medida	Descripción
9006-0001-02	L410 x W300 mm	- Tipo Bolsillo - Seguro para MR



9006-0001-02


# ALFOMBRILLA MAGNÉTICA PARA INSTRUMENTAL (NO ESTÉRIL)

## Alfombrilla Magnética para Instrumental Fortune® :

Previene que los instrumentales quirúrgicos caigan y causen contaminación o daño que afecte la operación. Limpia, esteriliza y seca completamente la alfombrilla para instrumental antes de usarla.

### Características:


- Silicona de grado médico.
- Contiene imanes que la atracción magnética proporciona una fuerza de retención más estable en pendientes superficies contorneadas.
- Los instrumentales quirúrgicos se mantienen al alcance inmediato de la mano del cirujano y son seguros y rápidos para recuperar.
- El superficie del producto es liso, y es fácil de limpiar.
- Se puede enrollar y colocar en una bandeja quirúrgica para la esterilización con otros instrumentales quirúrgicos y reutilizados.



## ESPECIFICACIONES

### Alfombrilla Magnética para Instrumental

REF. No.	Medida	Descripción
9006-0101	L380 x W300 mm	- No Seguro para MR



9006-0101